

Anticorps Monoclonal Anti-Golph4 Pour Wb, Elisa - 000461

Numéro d'article: CM0003766

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin de haute qualité détecte spécifiquement GOLPH4 (GPP130) dans des échantillons humains. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, il est idéal pour étudier le trafic des endosomes vers l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOLPH4 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	P138 ; GIMPC ; GOLPH4 ; GPP130
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27333
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de GOLPH4 humain (000461).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	000461
Poids moléculaire protéique	82 kDa
Livraison	Sac de glace