

Anticorps Polyclonal Anti-Gorab Pour Wb, Elisa - Q5T7V8

Numéro d'article: CM0023053

Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin GORAB validé pour WB et ELISA. Cible le GORAB humain et murin, une protéine du Golgi impliquée dans le trafic médié par COPI et la glycosylation. Idéal pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GORAB Lapin pAb
Remarques/Alias	GO ; NTKLBP1 ; SCYL1BP1 ; GORAB
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	92344
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du GORAB humain (NP_001139511.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5T7V8
Poids Moléculaire Protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace