

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Got2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00505

Numéro d'article: CM0003425



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GOT2 humain (aspartate aminotransférase, mitochondriale). Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche métabolique et neurologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GOT2 mAb Lapin
Remarques/Alias	KAT4; DEE82; KATIV; KYAT4; mitAAT; GOT2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2806
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du GOT2 humain (P00505).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00505
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace