

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-GpIX/Cd42A/Gp9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14770

Numéro d'article: CM0006582



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin cible le GPIX/CD42a (GP9) humain, une sous-unité du complexe GPIb-V-IX, et est validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour les études sur l'hémostase et l'adhésion plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin GPIX/CD42a/GP9
Remarques/Alias	GPIX; CD42a; GPIX/CD42a/GP9
Espèce	Humain
GeneID	2815
Immunogène	Protéine recombinante de GPIX/CD42a/GP9 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14770
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace