


Anticorps Polyclonal Anti-Gpr155 Pour Wb, Elisa - Q7Z3F1

Numéro d'article: CM0024507



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GPR155 humain, un capteur de cholestérol lysosomal pour la signalisation mTORC1. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation métabolique et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR155 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DEP.7; PGR22; DEPDC3; GPR155
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	151556
GeneID	151556
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 721-870 du GPR155 humain (NP_001028217.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q7Z3F1
Poids protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace