

Anticorps Polyclonal Anti-Gpr4 Pour Wb, Elisa - P46093

Numéro d'article: CM0021041



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le GPR4 humain, validé pour la WB et l'ELISA. Convient à l'étude de la signalisation des GPCR sensibles aux protons dans l'homéostasie du pH et le contrôle respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPR4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GPR6C.I ; GPR4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2828
GeneID	2828
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 283-362 du GPR4 humain (NP_005273.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P46093
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant