

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gprc6A Pour Wb, Elisa - Q5T6X5

Numéro d'article: CM0026463

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine GPRC6A (GPCR33) pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude de la signalisation médiée par GPRC6A, de la régulation hormonale et de l'expression tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GPRC6A
Remarques/Alias	GPCR ; bA86F4.3 ; GPRC6A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	222545
ID de gène	222545
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-590 de la GPRC6A humaine (NP_683766.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5T6X5
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace