


Anticorps Polyclonal Anti-Gpx1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07203

Numéro d'article: CM0014697



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GPX1 humaine pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reconnaît la GPX1 humaine, murine et de rat. Idéal pour les études d'homéostasie redox et de peroxydation lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GPX1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GPXD, GSHPX1, GPX1
Espèce	Humain
GeneID	2876
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 100 et 200 de la GPX1 humaine (NP_000572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07203
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace