

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Granuline Pour Wb Et Elisa - P28799

Numéro d'article: CM0028997



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Granuline humaine (PGRN/GP88), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction lysosomale, l'inflammation et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Granuline Rabbit pAb
Remarques / Alias	GEP; GP88; PEPI; PGRN; CLN11; PCDGF; Granuline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-593 de la Granuline humaine (NP_002078.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28799
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace