

Anticorps Polyclonal Anti-Granzyme B Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10144

Numéro d'article: CM0023771



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Granzyme B pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Détecte la Granzyme B humaine et murine (~28kDa). Idéal pour la recherche sur l'apoptose, la pyroptose et la cytotoxicité immunitaire. Immunogène peptidique synthétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin Granzyme B
Remarques/Alias	C11; HLP; CCPI; CGL1; CSPB; SECT; CGL-1; CSP-B; CTLA1; CTSG1; Granzyme B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3002
ID de gène	3002
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10144
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace