

Anticorps Polyclonal Anti-Grhl2 Pour Wb Et Elisa - Q6Isb3

Numéro d'article: CM0018029



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GRHL2 validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain et le rat. Cible le facteur de transcription GRHL2 (71 kDa), crucial pour le développement épithélial, la neurulation et la régulation des jonctions serrées. Idéal pour la recherche sur le développement et l'épithélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRHL2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BOM, ECTDS, PPCD4, DFNA28, TFCP2L3, GRHL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79977
GeneID	79977
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-250 du GRHL2 humain (NP_079191.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q6ISB3
Poids protéique	71kDa
Expédition	Sac de glace