

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Grk3 Pour Wb, Elisa - P35626

Numéro d'article: CM0010556

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant GRK3 (BARK2). Validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain. Outil essentiel pour la recherche sur la désensibilisation des GPCR et les voies de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GRK3 mAb de lapin
Remarques/alias	BARK2 ; ADRBK2 ; GRK3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	157
GeneID	157
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35626
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace