

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gsk3A [Validé Par Ko] Pour Wb, Ip, Elisa - P49840

Numéro d'article: CM0002880



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GSK3 α validé par KO pour Western blot, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur la signalisation Wnt, le métabolisme du glucose et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GSK3 α [validé par KO]
Remarques / Alias	GSK3 alpha; GSK3A; 3 α
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2931
ID du gène	2931
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de GSK3 α humain (P49840).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49840
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac isotherme