


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gtf2A1 Pour Wb Et Elisa - P52655

Numéro d'article: CM0025831



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GTF2A1 humain (sous-unité 1 TFIIA) pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une protéine nucléaire de 42 kDa impliquée dans le complexe d'initiation de la transcription de l'ARN polymérase II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GTF2A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TF2A1; TFIIA; TFIIAL; TFIIA-42; GTF2A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 du GTF2A1 humain (NP_056943.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P52655
Poids de la Protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace