


Anticorps Polyclonal Anti-Gtf2H1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P32780

Numéro d'article: CM0027620



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GTF2H1 humain (p62, BTF2) pour le Western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la transcription et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GTF2H1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P62; BTF2; TFB1; TFIIH; GTF2H1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2965
ID de Gène	2965
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-425 du GTF2H1 humain (NP_001135779.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32780
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace