


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-H3F3B Pour Wb, Elisa - P84243

Numéro d'article: CM0014965



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin H3F3B est conçu pour les applications WB et ELISA, reconnaissant spécifiquement l'histone humaine H3.3. Cet anticorps cible le variant d'histone H3.3, idéal pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	H3F3B pAb de lapin
Remarques/Alias	H3-3A ; H3.3B ; H3F3B ; BRYLIB2
Espèce	Humaine
ID du gène	3021
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 136 de la protéine H3F3B humaine (NP_002098.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P84243
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac réfrigérant