

Anticorps Monoclonal Anti-Hapln1 Pour Wb Et Elisa - P10915

Numéro d'article: CM0004258

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine HAPLN1 humaine, une protéine de liaison du cartilage de 40 kDa. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HAPLN1
Remarques/Alias	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1404
ID de gène	1404
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250-354 de la HAPLN1 humaine (P10915)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10915
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace