


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Haptoglobine (Hp) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00738

Numéro d'article: CM0014300



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'haptoglobuline humaine (HP), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Capture l'hémoglobine libre, antioxydant, protéine de phase aiguë. Idéal pour la recherche sur l'hémolyse, l'inflammation et la perméabilité intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Haptoglobine (HP) Lapin pAb
Remarques/Alias	BP; HPA1S; HP2ALPHA2; Haptoglobine (HP)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3240
GeneID	3240
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'haptoglobuline humaine (NP_005134.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00738
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace