

Anticorps Polyclonal Anti-Sous-Unité S2 De La Protéine Spike Du Hcov-229E Pour Wb, Elisa - P15423

Numéro d'article: CM0018894



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité S2 de la glycoprotéine Spike du HCoV-229E. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée spécifique contre le HCoV-229E. Idéal pour la recherche sur les coronavirus et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Spike S2 du HCoV-229E
GeneID	918758
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1074 et 1173 de la protéine Spike S2 du coronavirus (NP_073551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	HCoV-229E
SWISS	P15423
Poids moléculaire protéique	129 kDa
Expédition	Sac de glace