


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hes1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14469

Numéro d'article: CM0003263



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le facteur de transcription humain HES1. Adapté pour Western blot, IHC-P, IP et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Uniquement destiné à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HES1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Espèce	Humain
GeneID	3280
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 181-280 de HES1 humain (Q14469)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14469
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac isotherme