

Anticorps Polyclonal Anti-Hexokinase II Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52789

Numéro d'article: CM0014978



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'hexokinase II humaine (HKII/HXK2), validé pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'ELISA ; détecte les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux recherches sur la glycolyse et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hexokinase II, pAb de lapin
Remarques/alias	HKII ; HXK2 ; Hexokinase II
Espèce	Humaine
ID du gène	3099
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de l'hexokinase II humaine (NP_000180.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P52789
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac réfrigérant