

Anticorps Polyclonal Anti-Hgf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14210

Numéro d'article: CM0014023



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le HGF humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Destiné à la recherche sur la croissance des hépatocytes et la signalisation de MET.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HGF Rabbit pAb
Remarques/Alias	SF ; HGFB ; HPTA ; F-TCF ; DFN39 ; HGF
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3082
ID du gène	3082
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P14210
Poids de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac réfrigérant