

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hif1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16665

Numéro d'article: CM0017740



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre HIF1 α (humain, souris, rat) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible le facteur 1-alpha inductible par l'hypoxie, régulateur principal de la réponse à l'hypoxie. Disponible chez CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIF1 α Rabbit pAb
Remarques / Alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1 α ; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha; HIF1 α
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3091
GeneID	3091
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de HIF1 α (NP_001521.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16665
Poids de la protéine	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Expédition	Sac de glace