

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hirip3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw71

Numéro d'article: CM0028934

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre HIRIP3 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Chaperon d'histone facilitant le dépôt de H2A-H2B sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin HIRIP3
Remarques/Alias	HIRIP3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8479
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 417-556 de HIRIP3 humain (NP_003600.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BW71
Poids protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace