


Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur H2 De L'histamine Pour Wb Et Elisa - P25021

Numéro d'article: CM0016255



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur H2 de l'histamine humaine (HRH2). Validé pour les applications de Western blot et d'ELISA. Détecte les échantillons humains, murins et de rat. Convient aux études sur la sécrétion d'acide gastrique et la signalisation des RCPG.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	H2R; HH2R; HRH2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3274
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de l'HRH2 humain (NP_001124527.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P25021
Poids de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace