

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H1.4 Pour Wb Et Elisa - P10412

Numéro d'article: CM0019349



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H1.4 humaine, adapté au western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches en biologie de la chromatine et en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Histone H1.4 pAb de lapin
Remarques/alias	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Histone H1.4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3008
GeneID	3008
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'histone H1.4 humaine (NP_005312.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P10412
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Poche de glace