

Anticorps Polyclonal Anti-Hk1 Pour Wb Et Elisa - P19367

Numéro d'article: CM0016757



Introduction

Anticorps polyclonal anti-HK1 (pAb) pour l'humain, la souris et le rat. Validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec l'hexokinase-1, une enzyme centrale de la glycolyse et un récepteur de l'immunité innée. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HK ; HKD ; HKI ; HXK1 ; NMSR ; RP79 ; HMSNR ; HK1-ta ; HK1-tb ; HK1-tc ; NEDVIBA ; hexokinase ; HK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3098
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 de la HK1 humaine (NP_000179.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P19367
Poids de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac réfrigérant