


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hltf Pour Wb, Elisa - Q14527

Numéro d'article: CM0012335



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HLTf (SWISS Q14527) pour Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Cible l'ATPase dépendante de l'ADN/ligase E3 impliquée dans la tolérance aux dommages à l'ADN et la régulation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HLTf Rabbit mAb
Remarques/Alias	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6596
ID du gène	6596
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 900-1009 de HLTf humain (Q14527).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14527
Poids moléculaire de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac de glace