

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hmbs Pour Wb, Elisa - P08397

Numéro d'article: CM0002090



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin HMBS, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la HMBS (porphobilinogène désaminase) humaine, murine et de rat, une enzyme de la biosynthèse de l'hème (UniProt P08397).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMBS Rabbit mAb
Remarques/Alias	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3145
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 de la HMBS humaine (P08397).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08397
Poids moléculaire de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace