

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hmg20A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np66

Numéro d'article: CM0028630

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HMG20A, adapté pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation de la chromatine et la différenciation neuronale. - Q9NP66

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | HMG20A Rabbit pAb                                                                                                                                        |
| Remarques / Alias            | HMGX1; HMGXB1; HMG20A                                                                                                                                    |
| Espèce                       | Humain                                                                                                                                                   |
| Identifiant du gène (Humain) | 10363                                                                                                                                                    |
| Identifiant du gène          | 10363                                                                                                                                                    |
| Immunogène                   | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 347 de la HMG20A humaine (NP_060670.1). |
| Source                       | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application                  | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée           | Homme, Souris, Rat                                                                                                                                       |
| SWISS                        | Q9NP66                                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine         | 40kDa                                                                                                                                                    |
| Expédition                   | Sachet réfrigérant                                                                                                                                       |