


Anticorps Monoclonal Anti-Hmga1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq - P17096

Numéro d'article: CM0010366



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'HMGA1 humain (P17096), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP-seq. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. HMGA1 est une protéine liant l'ADN impliquée dans la structure de la chromatine et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HMGA1 Lapin mAb
Remarques / Alias	HMG-R; HMG1Y; HMGA1A; HMGA1
Espèce	Humain
GeneID	3159
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-107 de l'HMGA1 humain (P17096).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17096
Poids de la protéine	12kDa
Expédition	Sac de glace