


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hnf1A Pour Wb, Elisa - P20823

Numéro d'article: CM0029124



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le HNF1 α humain (Facteur nucléaire des hépatocytes 1-alpha), adapté pour WB et ELISA. Détecte le HNF1 α endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Pour la recherche sur la transcription spécifique au foie et le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HNF1 α pAb Lapin
Remarques/Alias	HNF1; LFB1; TCF1; HNF4A; MODY3; TCF-1; HNF-1A; IDDM20; HNF1alpha; HNF-1-alpha; HNF1 α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6927
GeneID	6927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-130 du HNF1 α humain (NP_000536.6).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20823
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace