


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hnf4G Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14541

Numéro d'article: CM0012131



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-HNF4G validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec HNF4G humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et les récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNF4G Rabbit mAb
Remarques / Alias	NR2A2 ; NR2A3 ; HNF4G
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3174
ID du gène	3174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 319-408 de HNF4G5 humain (NP_004124.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14541
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sachet de glace