

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hnrnpd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14103

Numéro d'article: CM0005354



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HNRNPDP (AUF1) humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Idéal pour les études sur la stabilité de l'ARNm et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPDP mAb de lapin
Remarques / Alias	P37; AUF1; AUF1A; HNRPD; hnRNPDP0; HNRNPDP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de HNRNPDP humain (NP_112738.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14103
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace