

Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnpdl Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14979

Numéro d'article: CM0018560



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HNRNPDL humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de transcription et de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HNRNPDL pAb de lapin
Remarques / Alias	HNRNP; JKTBP; HNRPDL; JKTBP2; LGMD1G; LGMD3; laAUF1; HNRNPDL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9987
ID du gène	9987
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 261-420 de l'HNRNPDL humain (NP_112740.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14979
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace