

Anticorps Polyclonal Anti-Hnrnpl Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14866

Numéro d'article: CM0026432



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HNRNPL humain, une protéine de liaison à l'ARN impliquée dans l'épissage et la régulation transcriptionnelle. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'expression des gènes et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HNRNPL Lapin pAb
Remarques/Alias	HNRPL; hnRNP-L; P/OKcl.14; HNRNPL
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3191
ID de Gène	3191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 282-589 de HNRNPL humain (NP_001524.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14866
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace