

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hoxa9 Pour Wb Et Elisa - P31269

Numéro d'article: CM0022422

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription homéotique HOXA9 humain. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Adapté à la recherche en biologie du développement et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | HOXA9 Rabbit pAb                                                                          |
| Remarques / Alias    | HOX1; ABD-B; HOX1G; HOX1.7; HOXA9                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                    |
| ID du gène (Humain)  | 3205                                                                                      |
| ID du gène           | 3205                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 1-190 de HOXA9 humain (NP_689952.1) |
| Source               | Lapin                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                     |
| Application          | WB, ELISA                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                            |
| SWISS                | P31269                                                                                    |
| Poids de la protéine | 30 kDa                                                                                    |
| Expédition           | Sac de glace                                                                              |