

Anticorps Polyclonal Anti-Hoxc4 Pour Wb, Elisa - P09017

Numéro d'article: CM0015531

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le HOXC4 humain, un facteur de transcription développemental pour le patronage antéro-postérieur. Validé en WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HOXC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HOX3, cp19, HOX3E, HOXC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3221
GeneID	3221
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-130 du HOXC4 humain (NP_055435.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P09017
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace