

## Anticorps Monoclonal Anti-Hp1 Gamma/Cbx3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13185

Numéro d'article: CM0009698



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HP1 gamma/CBX3 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Convient pour la recherche sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | HP1 gamma/CBX3 Lapin mAb                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; HP1 gamma/CBX3                                                                                |
| Espèce             | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (humain)    | 11335                                                                                                                       |
| GeneID             | 11335                                                                                                                       |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HP1 gamma/CBX3 humain (NP_057671.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                       |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                         |
| SWISS              | Q13185                                                                                                                      |
| Poids Protéique    | 21kDa                                                                                                                       |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                |