

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hp1Bp3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Ssj5

Numéro d'article: CM0014687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HP1BP3 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec les espèces humaine, souris et rat. Cible la protéine 3 de liaison à la protéine 1 de l'hétérochromatine, un régulateur de la prolifération cellulaire et de la condensation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HP1BP3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HP1BP74 ; HP1-BP74 ; HP1BP3
Espèce	Humaine
GeneID	50809
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la protéine humaine HP1BP3 (NP_057371.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q5SSJ5
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac réfrigérant