

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hsd17B13 Pour Wb, Elisa - Q7Z5P4

Numéro d'article: CM0003110



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine HSD17B13 (ID de gène : 345275). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides hépatiques et les maladies du foie. SWISS : Q7Z5P4 ; Poids de la protéine : 34 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-HSD17B13
Remarques/Alias	FLDP; SCDR9; NIIL497; SDR16C3; HMFN0376; HSD17B13
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	345275
ID de gène	345275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-211 de la HSD17B13 humaine (NP_835236.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7Z5P4
Poids de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace