


Anticorps Monoclonal Anti-Hspa2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54652

Numéro d'article: CM0012683



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant HSPA2 humain (HSP70-2), adapté pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du contrôle de la qualité des protéines médié par les chaperonnes et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb HSPA2 de lapin
Remarques/alias	HSP70-2 ; HSP70-3 ; HSPA2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3306
GeneID	3306
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P54652
Poids moléculaire de la protéine	70 kDa
Expédition	Sac réfrigérant