


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hspe1/Hsp10/Cpn10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61604

Numéro d'article: CM0011601



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'HSPE1 humain (HSP10/CPN10) pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les chaperons mitochondriaux et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HSPE1/HSP10/CPN10 Rabbit mAb
Remarques/Alias	EPF ; CPN10 ; GROES ; HSP10 ; HSPE1/HSP10/CPN10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3336
Identifiant du gène	3336
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-150 de l'HSPE1/HSP10/CPN10 humain (P61604)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61604
Poids protéique	11 kDa
Expédition	Sac de glace