


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Albumine Humaine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Numéro d'article: CM0018334



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-albumine humaine de CamelBio est validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il réagit avec l'humain, la souris et le rat. Il soutient la recherche sur la fonction de l'albumine, le transport du zinc et la liaison aux médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Albumin Rabbit pAb
Remarques / Alias	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	213
GeneID	213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-609 de l'albumine humaine (NP_000468.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02768
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace