


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Légère Lambda Humaine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P0Cg04

Numéro d'article: CM0006276



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'immunoglobuline humaine lambda constante 1. Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'immunité adaptative, les cellules B et les chaînes légères.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Spécification                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin anti-chaîne légère Lambda humaine                                                                                  |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                          |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de la chaîne légère Lambda humaine |
| Source                           | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                           |
| Application                      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                          |
| SWISS                            | P0CG04                                                                                                                          |
| Poids moléculaire de la protéine | 11 kDa                                                                                                                          |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                    |