

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Thiorédoxine Réductase 1/Trxr1 Humaine Pour Wb, Elisa - Q16881

Numéro d'article: CM0005159



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la TXNRD1 humaine (Thiorédoxine réductase 1). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie redox, sur le cancer et la signalisation des œstrogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Thiorédoxine Réductase 1/TRXR1 Humaine
Remarques/Alias	TR ; TR1 ; TXNR ; TRXR1 ; GRIM-12 ; Thiorédoxine réductase 1 (TXNRD1)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7296
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-649 de la Thiorédoxine réductase 1 humaine (TXNRD1) (Q16881).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16881
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Glacière