

Anticorps Polyclonal Anti-Hur/Elavl1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Numéro d'article: CM0030548



Introduction

Anticorps HuR/ELAVL1 polyclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte le HuR humain et murin, une protéine de liaison à l'ARN qui stabilise les ARNm contenant des éléments riches en AU pour la recherche sur la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Anticorps pAb de lapin HuR/ELAVL1
Remarques/Alias	HUR ; Hua ; MeIG ; ELAV1 ; L1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1994
ID du gène	1994
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du HuR/ELAVL1 humain (NP_001410.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15717
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace