

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Icmt Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60725

Numéro d'article: CM0015769

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ICMT de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de prénylation et de méthylation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICMT Rabbit pAb
Remarques / Alias	PCMT; PPMT; PCCMT; HSTE14; MST098; MSTP098; ICMT
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	23463
GenelD	23463
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175-284 de l'ICMT humain (NP_036537.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O60725
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace