


Anticorps Polyclonal Anti-Igfals Pour Wb, Elisa - P35858

Numéro d'article: CM0013889



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'IGFALS humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. L'IGFALS est une protéine plasmatique sécrétée qui régule la biodisponibilité des IGF par la formation de complexes ternaires. Idéal pour l'étude des interactions protéiques et de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFALS Rabbit pAb
Remarques / Alias	ALS; ACLSD; IGFALS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3483
GeneID	3483
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 396-605 de l'IGFALS humain (NP_004961.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P35858
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace