

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Igfbpl1 Pour Wb, Elisa - Q8Wx77

Numéro d'article: CM0023200



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IGFBPL1 humain (IGFBP-rP4). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la signalisation IGF et de la suppression tumorale. 29 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IGFBPL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IGFBPRP4 ; IGFBP-RP4 ; bA113O24.1 ; IGFBPL1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	347252
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de l'IGFBPL1 humain (NP_001007564.1))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WX77
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace